

1. Objectif de ce document

Avoir une trace des sujets abordés et des exercices réalisés pendant l'atelier mensuel

Objet : Atelier n°4 du 05/01/2023

- Interface de PhotoLab 6 (suite)
- Info sur le rééchantillonnage 'bicubique' à l'exportation d'une image redimensionnée
- Utilisation des réglages locaux (ligne contrôle, point contrôle, filtre gradué, etc ...)

THEORIE

2. Infos diverses

2.1 Rééchantillonnage bicubique

Voir le document DxO n° 041 rediffusé

PRATIQUE

3.1 Exercice n°1 : Photo 1-230105-paysage de haute-provence (photo 2013)

(objectif : densifier l'image)

- Analyser l'image (l'histogramme, etc ...). Faire une copie virtuelle (ou plusieurs)
- Ajouter un mot-clé (en minuscule et au singulier de préférence).
- Ajouter une info IPTC.
- Densifier l'image pour lui donner plus de tonus.
- Etc ...

3.2 Exercice n° 2 : Photo 2-230105-ruelle de St Tropez (photo 2013)

- rendre les 2 fenêtres verticales (attention aux pieds du couple)
- densifier la couleur du ciel
- changer celle du parasol

3.3 Exercice n° 3 : Photo 3-230115-paysage côtier (compétence photo)

- Valoriser l'image selon votre initiative
 - Utiliser les réglages locaux (ligne de contrôle pour le ciel par exemple ...)
-